



Wachshaftgrund

Pinselflasche 30 ml



Artikelnr.: 62574
Hersteller: SILADENT
Gewicht: 0.072 kg
Höhe: 88 mm
Breite: 28 mm
Länge: 30 mm

€ 16,52

Zzgl. MwSt.

Pinselflasche 30 ml

Rückstandsfrei verbrennender Kleber bei Verwendung von Wachsfertigteilen auf Duplikatmodellen aus SILADENT Modellguss-Einbettmassen, die nicht gehärtet wurden. *Wachshaftgrund* wird dünn aufgetragen, um das Anhaften der Fertigteile am Duplikat zu gewährleisten.