



Intraoral Tips

Packung 96 Stück transparent, Ø 1 mm, für Mischkanülen grün Ø 6,5 mm



Artikelnr.: 62631

Hersteller: Kettenbach GmbH & Co.KG

Gewicht: 0.018 kg

Höhe: 16 mm

Breite: 92 mm

Länge: 152 mm

€ 51,50

Zzgl. MwSt.

Packung 96 Intraoral Tips transparent, Ø 1 mm, für Mischkanülen grün mit Ø 6,5 mm

Appliziervorsätze für Mischkanülen zum Einmalgebrauch. Erleichtern das direkte Umspritzen im Patientenmund.