



## HM Finierer 41F

Packung 2 Stück gelb fein, RA, Figur 001, ISO 018

---



Artikelnr.: 62804

Hersteller: Busch & Co. GmbH & Co.KG

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 6 mm

Breite: 23 mm

Länge: 28 mm

**€ 18,75**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 2 Finierer gelb fein, RA, Figur 001, ISO 018

### Finierer-Verzahnung

- ohne - mittel
- gelb - Feinverzahnung für Komposite und Metalle, 16-22 Schneiden
- weiß - ultrafeine Verzahnung für Keramik und Komposit, weißer Ring, 30 Schneiden
- Drehzahlen ISO 008 - 010 - 10.000-70.000 U/min.
- Drehzahlen ISO 012 - 016 - 10.000-60.000 U/min.
- Drehzahlen ISO 018 - 027 - 10.000-35.000 U/min.
- Kronenpräparation, Füllungsbearbeitung