

SONOREX SUPER RK 510

Stück ohne Heizung



Artikelnr.: 62948

Hersteller: BANDELIN electronic GmbH

Gewicht: 9.2 kg

Höhe: 375 mm

Breite: 390 mm

Länge: 450 mm

€ 1.195,88

Zzgl. MwSt.

Stück SONOREX ohne Heizung

Hochleistungs-Ultraschallreiniger für den Einsatz in Praxis, Labor und Werkstatt. Die bewährten und besonders robusten SONOREX Ultraschallbäder reinigen gründlich und schonend durch intensive Kavitationsblasen auch an den schwer zugänglichen Stellen der Reinigungsobjekte. Eine nutzerfreundliche Drehgriffbedienung dient zur einfachen Einstellung der Reinigungsdauer. Für eine optimal abgestimmte Ultraschallreinigung sind passende Körbe, Deckel und Reinigungs- und Desinfektionskonzentrate als Zubehör erhältlich.