

# NEWTRON P5XS B.LED

Stück LED-Handstück



Artikelnr.: 63004  
Hersteller: ACTEON Germany GmbH  
Gewicht: 0.103 kg  
Höhe: 33 mm  
Breite: 58 mm  
Länge: 160 mm

**€ 412,71**

*Zzgl. MwSt.*

Stück LED-Handstück

Ultraschallgenerator mit B.LED-Technologie

- Autom. Regulierung der Frequenz und der Leistungsstärke je nach Widerstand
- Größtes Spitzensortiment mit höherer Wirksamkeit selbst bei niedriger Leistung
- 80 verschiedene Spitzen für jeden Indikationsbereich
- Plaque-Erkennung und -Entfernung dank fluoreszierender B.LED-Technologie

Lieferumfang: Gerät mit Newtron® SLIM B.LED Handstück (blauer und weißer LED-Lichtringe)l, Kit Plaque-Indikator F.L.A.G.™ for B.LED (5 x 1,5 ml), autoklav. Universalschlüssel, 3 Spitzen (Nr. 1, 1S und H3), Flüssigkeitsbehälter (300 ml), fest angeschlossenen Fußschalter, Zubehör für die Inbetriebnahme  
Frequenzbereich: 28 - 36 kHz, Gewicht Handstück: 48 g, Leistung: 5 bis 40 ml/Min., Handstückkabel: 2,04 m, Gewicht Gerät: 2.100 g, Abmessungen: 260 x 185 x 140 mm (L x B x H)