



## MIRAJECT® P

Packung 100 Stück Ø 0,8 x 25 mm



Artikelnr.: 63248

Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG

Gewicht: 0.215 kg

Höhe: 56 mm

Breite: 72 mm

Länge: 201 mm

**€ 10,38**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 100 Kanülen Ø 0,8 x 25 mm

Stumpfe Applikationskanüle für pastöse Materialien. Biegsam und steril, einzeln verpackt. Für Zylinderampullen.