



## MD 520 Abdruck-Desinfektion

Flasche 2,5 Liter



Artikelnr.: 63251  
Hersteller: Dürr Dental SE  
Gewicht: 2.706 kg  
Höhe: 298 mm  
Breite: 104 mm  
Länge: 160 mm

**€ 35,54**

*Zzgl. MwSt.*

Flasche 2,5 Liter

Voll viruzide Gebrauchslösung zur wirksamen und materialfreundlichen Desinfektion und Reinigung von Abformungen, prothetischen Arbeiten etc.

- Anwendung für Alginate, Silikone, Polyethergummi, Hydrokolloide, Polysulfide etc.
- Erhöhte Präzision des Meistermodells aus Gips durch effektive Reinigungswirkung
- Keine Beeinträchtigung der Dimensionsstabilität oder Gipskompatibilität
- Einwirkzeit: 5 Minuten im Tauchbad
- Wirkungsspektrum: Bakterizid, tuberkulozid, levurozid, viruzid (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV und Coronaviren sowie unbehüllte Viren wie Adenoviren, Polyomaviren SV40, Noroviren und Polioviren). VAH-Liste, IHO-Desinfektionsmittelliste. Geprüft gemäß DVV/ RKI-Leitlinie, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 14476, EN 17111