



CLEARFIL™ PHOTO POSTERIOR

Spritze 2 ml US



Artikelnr.: 63507
Hersteller: Kuraray Noritake
Gewicht: 0.027 kg
Höhe: 18 mm
Breite: 96 mm
Länge: 212 mm

€ 53,19

Zzgl. MwSt.

Spritze 2 ml US

CLEARFIL™ PHOTO POSTERIOR ist ein lichthärtendes, radioopakes Komposit für Restaurationen im Seitenzahnbereich. Es besticht durch seine sehr gute Verarbeitungsmöglichkeit, hervorragende Randversiegelung und hohe Abriebfestigkeit. Die Auswahl von sechs Farbschattierungen ermöglicht die Erstellung von ästhetisch anspruchsvollen und gleichzeitig langlebigen Restaurationen. In der Studie von Prati (Universität Bologna) et al. wurden herausragende Ergebnisse für *CLEARFIL™ PHOTO POSTERIOR* beschrieben.