



SERALENE®

Packung 24 Stück blau, 0,5 m, DS-15, Stärke 5/0



Artikelnr.: 63535
Hersteller: Serag-Wiessner
Gewicht: 0.18 kg
Höhe: 67 mm
Breite: 123 mm
Länge: 144 mm

€ 86,76

Zzgl. MwSt.

Packung 24 Nadeln blau, 0,5 m, DS-15, Stärke 5/0

SERALENE® ist ein nicht resorbierbarer Faden, der insbesondere für die Gefäßchirurgie entwickelt wurde, da seine glatte porenfreie Oberfläche ein optimales Gleitverhalten im Gewebe gewährleistet. PVDF ist eine dem PTFE verwandte Substanz. Im Vergleich zu Polypropylen zeigt *SERALENE®* eine deutlich höhere Dauerhaltbarkeit, d. h. das Material bleibt unverändert im Körper. Damit ist die Sicherheit der Naht langfristig gesichert.

Weitere Einsatzgebiete sind, z. B. als Hautverschluss mit Premiumnadeln, vorzugsweise in der plastischen Chirurgie. Außerdem hat sich *SERALENE®* seit vielen Jahren bereits als Intracutannaht sowie als Endonaht in der Minimal Invasiven Chirurgie bewährt.

Besondere Eigenschaften

- dauerhafte Reißkraft
- sicherer Knotensitz
- nach Vorstrecken kaum Memory-Effekt
- beste Ergebnisse in der Gefäßchirurgie