



Dublikat

Eimer 6 kg transparent gelb



Artikelnr.: 63564

Hersteller: Dentaforum GmbH & Co.KG

Gewicht: 6.65 kg

Höhe: 205 mm

Breite: 230 mm

Länge: 230 mm

€ 168,28

Zzgl. MwSt.

Eimer 6 kg transparent gelb

Transparentes Präzisions-Dubliergel in bewährter Spitzenqualität. Geeignet für Phosphat- und Bindereinbettmassen.

- Kein Abziehen von Metallteilen
- Hervorragende Passgenauigkeit
- Glatte Metalloberflächen
- Lange Lebensdauer
- Maximal 20-mal aufschmelzbar

Anwendungsbereich

- Modellgusstechnik
- Kombinationstechnik
- Kunststoffgießtechnik