



Endo Stopfer

Stück Ø 0,5 mm, Ø 0,4 mm, 175 mm, doppelendig, grau



Artikelnr.: 63613
Hersteller: B.Braun SE
Gewicht: 0.021 kg
Höhe: 11 mm
Breite: 10 mm
Länge: 178 mm

€ 46,77

Zzgl. MwSt.

Stück Stopfer Ø 0,5 mm, Ø 0,4 mm, 175 mm, doppelendig, grau

90° abgewinkelt. Ovale retrograde Kavität. Diese resultiert aus der Präparation der Isthmusverbindung zwischen den Kanälen. Zur Füllung solcher Präparationen wird der ovale Stopfer verwendet.