



## Sonorex Super RK 31 Glasbecher

Stück 600 ml, Glas



Artikelnr.: 63676

Hersteller: BANDELIN electronic GmbH

Gewicht: 0.225 kg

Höhe: 178 mm

Breite: 104 mm

Länge: 122 mm

**€ 25,51**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** 600 ml Einsatzgefäß, Glas

Zubehör für Sonorex Super RK 31, passend für Lochdeckel DE 08.

Glas, 600 ml, zum Einhängen in Lochdeckel/Einsatzstreifen mit Ring GR 04. Bei der Anwendung chemisch aggressiver Flüssigkeiten (z.B. TICKOPUR J 80 U), der Entfernung chemisch aggressiver oder abrasiver Verschmutzungen oder der Beschallung von Probenflüssigkeiten werden Einsatzbecher verwendet (indirekte Beschallung). Weil nichts auf den Wannenboden des Ultraschallbades platziert werden darf, bietet BANDELIN passende Lochdeckel/Einsatzstreifen zur Aufnahme der Einsatzbecher an. Weiterer Vorteil: Es können gleichzeitig mehrere Einsatzbecher mit verschiedenen Flüssigkeiten beschallt werden (z.B. Entfernung von Dental-Zementen mit STAMMOPUR Z in einem und Reinigung bei gleichzeitiger chemischer Desinfektion von zahnärztlichen Instrumenten mit STAMMOPUR DR 8 in einem zweiten Einsatzbecher). Bitte beachten Sie, dass zur Übertragung des Ultraschalls auf das Einsatzgefäß die Oberflächenspannung des Wassers reduziert werden muss und daher eine Reinigungslösung (z.B. TICKOPUR R 33 – 3%) als Koppelflüssigkeit / Kontakflüssigkeit eingesetzt werden muss.