



DiaGloss

Packung 6 Stück rosa, RA, Figur 030, 7 mm, ISO 085



Artikelnr.: 63717
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.008 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 96 mm
Länge: 138 mm

€ 23,32

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Polierer rosa, RA, Figur 030, Kopflänge: 7 mm, ISO 085

Spezielles diamant-impregniertes Oberflächen-Bearbeitungssystem zum Formen und Hochglanz-Polieren von Composites. Mit dem Finierer (rosa) erhält man sehr schnell eine glatte, vopolierete Oberfläche. Mit dem Polierer (weiss) erzielt man in sekundenschnelle die Glanzpolitur, ohne Staub und ohne Schmierer. Das Set enthält 6 Finierer & 6 Polierer.

- Verblend- und Keramiktechnik, Occlusalbearbeitung Keramik
- Mit Wasserspray anwenden
- Drehzahl 10.000 - 12.000 U/min.

Anwendung: Mit Kühl - Spray polieren.