



AlproJet-D

Kanister 10 Liter ohne Auslaufhahn



Artikelnr.: 63745

Hersteller: Alpro Medical GmbH

Gewicht: 10.495 kg

Höhe: 315 mm

Breite: 185 mm

Länge: 220 mm

€ 40,44

Zzgl. MwSt.

Kanister 10 Liter ohne Auslaufhahn

Flüssigkonzentrat zur täglichen Desinfektion und gleichzeitigen Reinigung zahnärztlicher Absauganlagen mit und ohne Amalgamabscheider. Aldehyd-, phenol- und chlorfrei. Wirkt bakterizid, levurozid, VAH/DGHM zertifiziert – Instrumentenreinigung.