



TempoCem Smartmix

Packung 2 x 11 g Doppelspritze, 20 Smartmix-Tips



Artikelnr.: 63865
Hersteller: DMG Chemisch-Pharmazeuti
Gewicht: 0.109 kg
Höhe: 38 mm
Breite: 102 mm
Länge: 182 mm

€ 38,80

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 11 g Doppelspritze, 20 Smartmix-Tips

Eugenolhaltiger Befestigungszement auf Zinkoxidbasis zur provisorischen Befestigung von Kronen, Brücken, Inlays und Onlays. Durch die kleine und handliche Smartmix-Spritze kann er ohne Ausbringgerät automatisch dosiert, angemischt und direkt appliziert werden.

- Geringe Filmdicke
- Leichte Überschussentfernung
- Hohe Passgenauigkeit
- Sicherer Halt bei gleichzeitig leichter Entfernbarkeit