



## double pink

Packung 1 kg Base, 1 kg Katalysator



Artikelnr.: 63893

Hersteller: Müller-Omicron GmbH & Co.

Gewicht: 2.121 kg

Höhe: 213 mm

Breite: 89 mm

Länge: 147 mm

**€ 80,20**

Zzgl. MwSt.

Packung 1 kg Base, 1 kg Katalysator

*double pink* ist ein additionsvernetzendes Silikon auf Polyvinylsiloxanbasis für die Dublierküvetten-Technik. Sehr dünnfließend, schrumpffrei, absolute Zeichnungsgenauigkeit, reißfest, Härte Shore A17, Dosierung (1:1), bestens geeignet für Mischautomaten. Aushärtezeit: 15 Min.