



Erkobox

Packung 20 Stück



Artikelnr.: 63908

Hersteller: Erkodent Erich Kopp GmbH

Gewicht: 1.004 kg

Höhe: 98 mm

Breite: 232 mm

Länge: 335 mm

€ 35,78

Zzgl. MwSt.

Packung 20 Boxen

Stabile, geräumige Aufbewahrungsbox. Innenhöhe: 40 mm. Zur hygienischen Aufbewahrung von Playsafe Sportmundschutz, Silensor-sl-Schnarchschutz, Positionern, usw.