



Express™ STD-Putty

Packung 2 x 550 g Dose, Putty normalhärtend



Artikelnr.: 63965

Hersteller: 3M Healthcare GmbH

Gewicht: 1.362 kg

Höhe: 98 mm

Breite: 102 mm

Länge: 198 mm

€ 96,70

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 550 g Dose, Putty normalhärtend

3M™ Express™ STD-Putty Vinyl Polysiloxan Präzisionsabformmaterial eignet sich zur Korrektur- und Doppelmischtechnik im klassischen Putty-Wash-System und zeichnet sich durch exzellente Detailwiedergabe sowie hohe Präzision und Dimensionsstabilität aus.

- Das Putty lässt sich einfach und schlierenfrei anmischen
 - Die hydrophilen Korrekturmaterialien sind in drei Konsistenzen erhältlich und können mit 3M™ Express™ Putty und 3M™ Express™ 2 Penta™ Putty kombiniert werden
 - Präzise Detailwiedergabe
 - Hohe Dimensionsstabilität
-
- Kronen- und Brückenabformungen
 - Inlay- und Onlayabformungen