



Diamanten 802

Packung 5 Stück grün grob, FG, Figur 002 Kugel, 3,5 mm, ISO 014



Artikelnr.: 64202

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 70 mm

Länge: 70 mm

€ 19,28

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Diamanten grün grob, FG, Figur 002 Kugel, Kopflänge: 3,5 mm, ISO 014

MEISINGER Diamantinstrumente bestehen im Kern aus einem Schaft und einem gehärteten, rostfreien Profilkörper, der mittels modernster Galvanotechnologie nur mit ausgewählten natürlichen Diamantkörnern belegt wird. Dies garantiert eine äußerst homogene, sichere und nachhaltige Diamantierung der Instrumente und damit optimale Arbeitsergebnisse. Diese werden außerdem durch die Auswahlmöglichkeit des Anwenders aus bis zu sieben verschiedenen Korngrößen garantiert.

- grüner Ring - grob - G = 534 - Vorschleifen - 107-181 µm
- blauer Ring - mittel - 524 universelles Schleifen - 64-126 µm
- Kavitätenpräparation, Füllungsbearbeitung, Wurzelkanalaufbereitung
- Drehzahl ISO 005-014 - 300.000 U/min., ISO 016 - 280.000 U/min., ISO 018 - 250.000 U/min., ISO 021 - 210.000 U/min., ISO 023 - 190.000 U/min.
- RA Drehzahl ISO 014 - 160.000 U/min.