



## roeko Guttapercha Spitzen Top color

Sortiment 100 Stück ISO 015-040



Artikelnr.: 64260

Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH

Gewicht: 0.022 kg

Höhe: 18 mm

Breite: 78 mm

Länge: 110 mm

**€ 17,66**

*Zzgl. MwSt.*

Sortiment 100 Spitzen ISO 015-040

Guttapercha Top color – Die Kodierung ist gleichmäßiger aufgebracht im Vergleich zur bisherigen Version und somit besser sichtbar. Abgeflachte Enden - die Spitzen können besser mit der Pinzette gehalten werden.

- Röntgensichtbar
- Exakt maßhaltig nach ISO-Norm
- Stabil und doch flexibel genug, sich den Kanalwänden exakt anzupassen
- Volumenbeständig
- Optimal gewebeverträglich
- Absolut hygienisch
- Länge ? 28 mm