



Transferbogen Axioquick®

Packung 200 Hygiene-Schutzkappen blau



Artikelnr.: 64297

Hersteller: SAM Präzisionstechnik

Gewicht: 0.067 kg

Höhe: 45 mm

Breite: 126 mm

Länge: 153 mm

€ 37,89

Zzgl. MwSt.

Packung 200 Hygiene-Schutzkappen) blau, zum Aufstecken auf die schwarzen Ohroliven am AXIOQUICK Transferbogen und AXIOGRAPH III Flaggenbogen. Zur Verbesserung von Positionierung und Komfort Selbstsymmetrierender, besonders leichter (130 g) und verwindungssteifer Scherenbogen mit anatomisch richtigen Ohroliven für schnelles und präzises Anlegen am Patienten, Nasionstütze mit Nivellierstab, Ausrichtung und Kontrolle parallel zur Bipupillarlinie. Bissgabelträger I-NT: zwei Knebel, Bissgabelträger AX ein Knebel.