



Purargent

Flasche 20 ml Stumpflack, silber



Artikelnr.: 64396

Hersteller: Benzer Dental AG

Gewicht: 0.03 kg

Höhe: 76 mm

Breite: 23 mm

Länge: 23 mm

€ 25,27

Zzgl. MwSt.

Flasche 20 ml Stumpflack, silber

Purargent 100 % Reinsilber. High-Class Stumpflack mit feinsten Oberfläche, geeignet auch für die Vollporzellantechnik. Chemisch und mechanisch hochresistenter Lack, ergibt eine absolut gleichmässige Schichtdicke von ca. 15-20 Micron auch an Ecken und Kanten. *Purargent* ist resistent gegen alle Isoliermittel, schnelltrocknend und wärmebeständig. *Purargent* wird auch von der Firma Ivoclar AG in Schaan mit dem IPS Empress System angewandt.