



PerForm Kontaktformer

Set



Artikelnr.: 64645

Hersteller: Garrison Dental Solutions

Gewicht: 0.031 kg

Höhe: 16 mm

Breite: 42 mm

Länge: 183 mm

€ 95,52

Zzgl. MwSt.

Set 1 Instrument für große Kavitäten, 1 Instrument für kleine Kavitäten

- Absolute Kontrolle über die Gestaltung der interproximalen Kontakte
- Einfache Ziehen/Drücken Technik hält Matrize und Kompositmaterial in der idealen Position
- Einzigartige Relieflinse leitet das Licht tief in die Kavität
- Perfekte Ergänzung zu jedem Matrizensystem
- Optimal bei tief subgingivalen Kavitäten
- Durch verschieden große Spitzen sowohl bei großen als auch bei kleinen Kavitäten, mesial und distal einsetzbar