



R-SI-LINE® METAL-BITE®

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche grau, 12 Mischkanülen SXN



Artikelnr.: 64813
Hersteller: R-dental GmbH
Gewicht: 0.239 kg
Höhe: 61 mm
Breite: 101 mm
Länge: 130 mm

€ 36,32

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche grau, 12 Mischkanülen SXN

Universelles Registriermaterial auf Vinylpolysiloxanbasis (A-Silikon-Basis), extrem schnell und hart, ausgezeichnete Handling-Eigenschaften, wie Thixotropie und Standfestigkeit, gute Schneid- und Fräsbarkeit, starr und nicht bröckelig, hohe Dimensionsstabilität, breites Indikationsspektrum, auch für dynamische Registrierungen (FGP-Technik) und Antagonisten-Registrierung in der CAD/CAM-Technik. Farbe: dunkelgrau.