



Silfix

Packung 4 x 50 ml Doppelkartusche



Artikelnr.: 64819

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH

Gewicht: 0.415 kg

Höhe: 75 mm

Breite: 93 mm

Länge: 136 mm

€ 37,27

Zzgl. MwSt.

Packung 4 x 50 ml Doppelkartusche

Präzisionseinbettmaterial auf A-Silikonbasis für die Totalprothetik.

Eigenschaften

- Entwickelt für das Prothesenpressverfahren
- Ideale Fließeigenschaften
- Endhärte von über 70 Shore A
- Garantiert sicheren Sitz der Zähne im Konter