



VITA CAD-Waxx®

Packung 10 Stück f. inLab, CW-40/15



Artikelnr.: 64893
Hersteller: Vita Zahnfabrik
Gewicht: 0.3 kg
Höhe: 35 mm
Breite: 62 mm
Länge: 146 mm

€ 45,19

Zzgl. MwSt.

Packung 10 Blöcke for inLab, CW-40/15

Rückstandsfrei verbrennbares Acrylatpolymer für die computergestützte Herstellung von Wax-ups sowie die Fertigung von Bohrschablonen.

Vorteile

- Wirtschaftlich rekonstruieren dank computergestützter Modellation
 - Exakte Formgebung und Passung dank hoher Verwindungssteifigkeit und Dimensionengenauigkeit
 - Lunkerfreie Guss- sowie porenfreie Pressergebnisse dank rückstandloser Verbrennbarkeit des CAD-Waxx-Materials
- Empfohlene Indikationen
- Zur Herstellung von Press-/Gussobjekten und Bohrschablonen