



Super-Snap® Buff Disk

Packung 25 Stück, 1 Mandrell RA



Artikelnr.: 64954

Hersteller: Shofu Dental GmbH

Gewicht: 0.024 kg

Höhe: 28 mm

Breite: 50 mm

Länge: 75 mm

€ 14,13

Zzgl. MwSt.

Packung 25 Scheiben, 1 Mandrell RA, L523

Die *Super-Snap Buff Disks* und *Buff Mini-Disks* sind Scheiben mit stirnseitigem Filzbelag, der die teuren Polierpasten während der Anwendung „festhält“ und deren Verspritzen weitestgehend verhindert. Die dünnen, flexiblen Scheiben passen sich allen Zahnoberflächen an. Sie sind ohne Metallzentrum und ohne freiliegendes Mandrell konstruiert, um Kompositverfärbungen oder Rillenbildungen zu verhindern. Ein federleichtes Polieren genügt zur Erzielung von Hochglanz bei Keramik und Komposit.

- Komposit-, Keramik- und Gold-Restaurations
- Empfohlene Drehzahl 5.000 - 10.000 U/min., max. 10.000 U/min.