



MIRAWET®

Kanister 5 Liter



Artikelnr.: 65103

Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG

Gewicht: 5.5 kg

Höhe: 240 mm

Breite: 185 mm

Länge: 145 mm

€ 43,84

Zzgl. MwSt.

Kanister 5 Liter

Konservierende Anmischflüssigkeit für alle Bimssteinpulver.

- Hält die Poliermasse den ganzen Tag cremig
- Konservierende Eigenschaften
- Unbedenklich bei Hautkontakt
- PH-neutral
- Biologisch abbaubar und formaldehydfrei