



MIRAJECT® P SUPER

Packung 100 Stück Ø 0,9 x 32 mm



Artikelnr.: 65202

Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG

Gewicht: 0.252 kg

Höhe: 50 mm

Breite: 80 mm

Länge: 195 mm

€ 10,56

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Kanülen Ø 0,9 x 32 mm

Stumpfe Applikationskanüle für pastöse Materialien. Biegsam und steril, einzeln verpackt. Für Zylinderampullen.