



Wironit®

Packung 250 g



Artikelnr.: 65253

Hersteller: Bego Bremer Goldschläger.

Gewicht: 0.303 kg

Höhe: 38 mm

Breite: 110 mm

Länge: 110 mm

€ 77,12

Zzgl. MwSt.

Packung 250 g Legierung

Wironit® - Die klassische Modellguss-Legierung für Klammerprothesen.

- Weltweit seit 1953 erfolgreich – für die klassischen Klammerprothesen bestens geeignet
- Die reduzierte Vickershärte von 360 (HV10) erlaubt ein leichteres Ausarbeiten und Polieren
- Die Klammern können durch den Zahnarzt sehr gut aktiviert werden
- Biokompatibel und korrosionsbeständig
- Chemische Zusammensetzung: Co 64,0 · Cr 28,5 · Mo 5,0 · Si 1,0 · Mn 1,0 · C