



Supramid®

Packung 12 Stück schwarz, 45 cm, USP 4/0, DS16



Artikelnr.: 65259
Hersteller: B.Braun SE
Gewicht: 0.075 kg
Höhe: 63 mm
Breite: 60 mm
Länge: 133 mm

€ 84,90

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Folien schwarz, 45 cm, USP 4/0, DS16

Quasi-monofiler, nicht resorbierbarer Polyesterfaden, gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis für Standardeingriffe.

Farbe: schwarz.