



ULTRA CLEAN

Flasche 1 Liter



Artikelnr.: 65267

Hersteller: EMS Electro Medical

Gewicht: 1.08 kg

Höhe: 221 mm

Breite: 85 mm

Länge: 86 mm

€ 20,69

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 Liter

Reinigungs- und Desinfektionslösung für Ultraschall-Prophylaxe-Geräte.

Spülen Sie Ihren Piezon Master 600 oder miniMaster einmal täglich mit der speziellen Lösung EMS *ULTRA CLEAN*. Das Produkt bietet maximalen Schutz für Patient und Gerät. Sie reduzieren wirkungsvoll den Biofilm in den flüssigkeitsführenden Leitungen, da *ULTRA CLEAN* gegen Bakterien, Viren, Pilze und Hefen wirkt. Zudem verhindert man auch ein Spröde werden der Geräteschläuche.

- Löst und entfernt Kalk und Algen
- Desinfiziert Schläuche
- Erhält die Funktionstüchtigkeit

- Verhindert durch tägliches Spülen Ablagerungen oder mögliche chemische Reaktionen der Spülflüssigkeit in den flüssigkeitsführenden Leitungen