



Wironit® extrahart

Packung 250 g



Artikelnr.: 65303

Hersteller: Bego Bremer Goldschläger.

Gewicht: 0.303 kg

Höhe: 38 mm

Breite: 64 mm

Länge: 116 mm

€ 77,12

Zzgl. MwSt.

Packung 250 g Legierung

Wironit® extrahart - Die ideale Modellguss-Legierung für Kombi-Arbeiten.

- Die hohe Dehngrenze und Zugfestigkeit machen die Legierung ideal für Kombiarbeiten
- Hervorragende Gießeigenschaften durch die spezielle Zusammensetzung mit Silizium und Kohlenstoff
- Sehr geringe Wärmeleitfähigkeit der Legierung unterstreicht den Komfort beim Tragen der Prothese
- Biokompatibel und korrosionsbeständig
- Chemische Zusammensetzung: Co 63,0 · Cr 30,0 · Mo 5,0 · Si 1,0 · Mn 1,0 · C