



ANA Etching Gel

MAXI Pack 10 x 2 ml Spritze, 10 Mischkanülen



Artikelnr.: 65328
Hersteller: Directa AB
Gewicht: 0.152 kg
Höhe: 143 mm
Breite: 83 mm
Länge: 81 mm

€ 35,35

Zzgl. MwSt.

MAXI Pack 10 x 2 ml Spritze, 10 Mischkanülen

37 %ige Phosphorsäure für effektive Ätzung. Für Schmelzätzung und Total-Etch. Optimale Konsistenz. Dünne, biegsame Kanüle für exakte Applikation. Statt umständlicher Befüllung von Leerspritzen aus der Vorratsspritze 10 bereits abgefüllte Applikationspritzen mit 2 ml zum Preis einer Vorratsspritze.

- Ideale Konsistenz für präzise Applikation
- Deutlich erkennbar
- Einfach abzuspülen
- Sicher und sparsam