



MELA control ®

Set



Artikelnr.: 65498

Hersteller: MELAG GmbH & Co.KG

Gewicht: 0.13 kg

Höhe: 35 mm

Breite: 110 mm

Länge: 133 mm

€ 162,22

Zzgl. MwSt.

Set Helix-Prüfkörper, 250 Indikatorstreifen

Indikatorsystem besteht aus der *MELAcontrol*®-Helix und den *MELAcontrol*®-Indikatorstreifen. Es simuliert schwierigste Sterilisationsbedingungen, indem ein in der Europa-Norm EN 13060 als "Hohlkörper A" definiertes, langes, englumiges Instrument nachgebildet wird. Das *MELAcontrol*®-System entspricht der Europa-Norm für Indikatorsysteme EN 867-5 und ist ausschließlich für die Überprüfung der Klasse B-Autoklaven geeignet.