



Septoject

Packung 100 Stück, G25/0,5 x 42 mm



Artikelnr.: 65748
Hersteller: Septodont GmbH
Gewicht: 0.208 kg
Höhe: 53 mm
Breite: 88 mm
Länge: 198 mm

€ 9,25

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Kanülen, G25/0,5 x 42 mm

Septoject Sterile zahnärztliche Einmalkanüle für Zylinderampullen.

Anwendungsgebiete

- Routinemäßige Verabreichung von zahnärztlichen Lokalanästhetika

Eigenschaften

- Hochwertiger 3-fach Lanzettenschliff der polierten und silikonisierten Kanüle gewährleistet eine herausragende Gewebepenetration
- Hohlneedle aus hochwertigem chirurgischen Edelstahl minimiert das Bruchrisiko (ISO 9626)
- Einstichmarkierung für eine optimale Ausrichtung der Kanülenspitze
- Kunststoffkörper
- Gammastrahlensterilisiert

Handelsform

- Packung mit 100 sterilen zahnärztlichen Einwegkanülen
- *Septoject* G25 kurz, 0,5 x 25 mm, *Septoject* G25 lang, 0,5 x 42 mm, *Septoject* G27 extra-kurz, 0,4 x 8 mm, *Septoject* G27 kurz, 0,4 x 25 mm, *Septoject* G27 lang, 0,4 x 35 mm, *Septoject* G27 lang, 0,5 x 42 mm, *Septoject* G30 extra-kurz, 0,3 x 10 mm, *Septoject* G30 extra-kurz, 0,3 x 12 mm, *Septoject* G30 kurz, 0,3 x 25 mm