



TopGloss

Packung 6 Stück gelb, RA, Figur 243, 6 mm, ISO 030



Artikelnr.: 65750
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.007 kg
Höhe: 5 mm
Breite: 94 mm
Länge: 148 mm

€ 18,57

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Polierer gelb, RA, Figur 243, Kopflänge: 6 mm, ISO 030

Diamantmikropolierer - Oberflächenglanz von höchster Qualität auf allen Komposit- und Kompomerfüllungen.

- Einfache Anwendung
- Höchster Oberflächenglanz in nur einem Arbeitsschritt
- Verblend- und Keramiktechnik, Occlusalbearbeitung Keramik
- Drehzahl 5.000 - 7.000 U/min.

Anwendungshinweise:

- Immer mit leichtem Anpressdruck arbeiten
- Drehzahl - Angaben einhalten
- Ohne Polierpaste arbeiten
- Mit Kühspray polieren