



Black Mini® Tips

Packung 500 Black Mini Tips, Ø 1 mm



Artikelnr.: 66148
Hersteller: Ultradent Products GmbH
Gewicht: 0.13 kg
Höhe: 38 mm
Breite: 133 mm
Länge: 180 mm

€ 193,44

Zzgl. MwSt.

Packung 500 Black Mini Tips, Ø 1 mm

Schwarzer Kunststoff-Ansatz (Ø 1 mm), gebogen, zur Applikation von mäßig viskösen Materialien.

Zu verwenden mit: Ultra-Blend plus, Ultradent LC Block-Out Resin, PermaFlo, UltraTemp, Opalescence Boost, Ultradent Diamond Polish Mint, OpalDam, Opalescence Endo, OraSeal Caulking und OraSeal Putty.