



esthetic-rock 285®

Beutel 2 x 2,5 kg Gips apricot



Artikelnr.: 66173

Hersteller: Dentona AG

Gewicht: 5 kg

€ 73,43

Zzgl. MwSt.

Beutel 2 x 2,5 kg Gips apricot

Spezial-Stumpfgips nach ISO 6873 : 2013, Typ 4, kunststoffstabilisiert, sehr fließfähig – verlängerte Verarbeitungszeit – für alle Säge-, Gegenbiss- und Diagnosemodelle (Funktionsdiagnostik).