



Transferstand AX

Stück für SAM SE, SAM 2P, SAM 2PX, SAM 3 (P-Norm)



Artikelnr.: 66234

Hersteller: SAM Präzisionstechnik

Gewicht: 0.397 kg

Höhe: 45 mm

Breite: 170 mm

Länge: 180 mm

€ 267,56

Zzgl. MwSt.

Stück Transferstand AX für SAM SE, SAM 2P, SAM 2PX, SAM 3 (P-Norm)

Anatomische Symetrie im Artikulator für die individuelle Modellmontage. Der Transferbogen bleibt im Behandlungszimmer, der Bissgabelträger wandert zum Laborgipstisch.

Transferstand AX zur einfachen und sicheren Oberkiefer-Modellmontage in den Artikulatoren SAM® SE, SAM® 2P, SAM® 2PX und SAM® 3 (P-Norm) und in allen Einartikulierinstrumenten.