



Diamantschleifer H 248

Packung 5 Stück gelb extra-fein, HP, Figur 248, 6 mm, ISO 012



Artikelnr.: 66545

Hersteller: Hopf,Ringleb & CoGmbH CIE

Gewicht: 0.008 kg

Höhe: 51 mm

Breite: 9 mm

Länge: 32 mm

€ 7,66

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer gelb extra-fein, HP, Figur 248, 6 mm, ISO 012

- Normal-Körnung (80-120 μ)
- schwarz = extra-grob (180 μ)
- grün = grob (120-135 μ)
- rot = fein (45 μ)
- gelb = extra-fein (35 μ)
- weiß = ultra fein (5-15 μ)
- orange = UU-fein (2-4 μ)
- Max. Drehzahl (ISO 005 - 065) 50.000 U/min., opt. Drehzahl 25.000 U/min.