



Diamantschleifer H 251

Stück HP, Figur 251, 11,5 mm, ISO 014



Artikelnr.: 66558

Hersteller: Hopf, Ringleb & Co GmbH CIE

Gewicht: 0.01 kg

Höhe: 51 mm

Breite: 9 mm

Länge: 30 mm

€ 10,47

Zzgl. MwSt.

Stück Schleifer HP, Figur 251, 11,5 mm, ISO 014

- Normal-Körnung (80-120 μ)
- schwarz = extra-grob (180 μ)
- grün = grob (120-135 μ)
- rot = fein (45 μ)
- gelb = extra-fein (35 μ)
- weiß = ultra fein (5-15 μ)
- orange = UU-fein (2-4 μ)
- Max. Drehzahl (ISO 005 - 065) 50.000 U/min., opt. Drehzahl 25.000 U/min.