



GC Unifast III Flüssigkeit Pa 260ml

Nachfüllpackung 35 g Pulver B2



Artikelnr.: 66587

Hersteller: GC Germany GmbH (DE)

Gewicht: 0.074 kg

Höhe: 118 mm

Breite: 44 mm

Länge: 49 mm

€ 29,11

Zzgl. MwSt.

Nachfüllpackung 35 g Pulver B2

GC UNIFAST III ist ein selbsthärtender Acrylkunststoff für provisorische Inlays, Kronen, Brücken und Restaurationen. GC UNIFAST III - führt die SURF-Technologie (Surface Uniformity Revolutionary Fixation Technology), eine neue und revolutionäre Polymerverarbeitungstechnologie ein. Die Handhabung, die physikalischen Eigenschaften und die Ästhetik haben eine Klasse erreicht, die alle Erwartungen an Pulver-/Flüssigkeits-Kunststoffen weit übertreffen. GC UNIFAST III wird wie GC Pattern Resin in der Pinseltechnik verarbeitet. Kombination: Optiglaze.