



SR Ivocap® Clear

Standard Kit



Artikelnr.: 66674

Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH

Gewicht: 5.247 kg

Höhe: 178 mm

Breite: 256 mm

Länge: 493 mm

€ 304,67

Zzgl. MwSt.

Standard Kit 50 x 20 g Polymer, 50 x 30 ml Monomer, 100 Trichter, 50 Rondellen, 100 Prothesenbeutel

SR Ivocap® Heißpolymerisat eignet sich hervorragend für die Herstellung harter Aufbisschienen, kieferorthodontischer Apparate oder transparenter Gaumenplatten in der Prothetik. Entspricht EN ISO 20795-1.