



Diamant AuFG 289

Packung 5 Stück grün grob, FG, Figur 289, ISO 014



Artikelnr.: 66711

Hersteller: Hopf, Ringleb & Co GmbH CIE

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 5 mm

Breite: 60 mm

Länge: 99 mm

€ 27,30

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer grün grob, FG, Figur 289, ISO 014

Löwenschleifer vergoldet, hygienisch und schneiden schneller.

Die Vorteile gegenüber herkömmlich gefertigten Schleifern:

- Sie arbeiten schnell und ausdauernd auf harten Keramiken wie Zirkon und Lithium-Di-Silikat
- noch schneller - verkürzte "Chairtime" durch eine mindestens 20% höhere Schneidleistung (mm/min.) auf allen anderen Materialien
- kühler bei gleicher Behandlungsdauer
- günstiger im Preis-Leistungs-Verhältnis
- (X) schwarz extra grob (~ 180 µm), (G) grün grob (~120-135 µm), (N) blau normal (~80-120 µm), (C) rot fein (~ 45 µm), (F) gelb extra fein (~ 35 µm), (U) weiß ultra fein (~ 5-15 µm), (UU) orange ultrafein (~2-4 µm)