



Universal Polishing Paste

Tube 100 ml



Artikelnr.: 66847

Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH

Gewicht: 0.141 kg

Höhe: 35 mm

Breite: 44 mm

Länge: 211 mm

€ 7,86

Zzgl. MwSt.

Tube 100 ml Paste

Hervorragend geeignet zum Polieren von Kunststoff und Metall. Besonders bei Prothesen und SR Adoro/SR Chromasit/SR Ivocron Verblendungen.