



## Diamantscheibe 365

Stück blau Standard, HP, Figur 365, 0,35 mm, ISO 300



Artikelnr.: 66862  
Hersteller: Edenta AG  
Gewicht: 0.018 kg  
Höhe: 68 mm  
Breite: 35 mm  
Länge: 37 mm

**€ 25,46**

*Zzgl. MwSt.*

Stück Scheibe blau Standard, HP, Figur 365, 0,35 mm, ISO 300

Flex. Diamantscheibe für schnelles Gipstrennen. Die spezielle Segmentierung der Scheibe transportiert den Schleifstaub ab, so dass keine Verkantung erfolgen kann.

- Max. Drehzahl 10.000 U/min.
- Modellherstellung