



tempofit® duomix

Single-Bag 25 g Dispenser A2, Zubehör



Artikelnr.: 66906
Hersteller: DETAX GmbH
Gewicht: 0.133 kg
Höhe: 45 mm
Breite: 170 mm
Länge: 120 mm

€ 29,76

Zzgl. MwSt.

Single-Bag 25 g Dispenser A2, 1 Applikationsspritze, 1 Anmischspatel, 1 Anmischblock

tempofit® duomix Bis-Acryl-Composite (5:1), selbsthärtend, für Kurz- und Langzeitprovisorien, druck- und abrasionsfest, normalabbindend, höchste okklusale Passgenauigkeit. Handmix im Synchron-Dispenser, speziell zum manuellen Anmischen. Exakte Dosierung - ohne Materialverlust in der Mischkanüle, unabhängig von diversen Austragegeräten.