



## HERAVEST® Saphir

Packung 35 x 160 g Beutel ohne Flüssigkeit



Artikelnr.: 66910  
Hersteller: Kulzer GmbH  
Gewicht: 6 kg  
Höhe: 168 mm  
Breite: 227 mm  
Länge: 282 mm

**€ 84,45**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 35 x 160 g Beutel ohne Flüssigkeit

Phosphatgebundene, graphitfreie K + B Einbettmasse für alle Edelmetall-Legierungen in der Kronen- und Brücken-Technik. Für die Schnellaufheizung und für den klassischen, programmgesteuerten Vorwärmeprozess geeignet. Die Standard-Flüssigkeit für *HERAVEST® Saphir* ist Investment BS Liquid 2. Die Extra-Flüssigkeit für Teleskope und Konuskronen ist Investment BS Liquid 1.