



GC Unifast III Flüssigkeit Pa 260ml

Nachfüllpackung 100 g Pulver N°8 pink veined



Artikelnr.: 67105

Hersteller: GC Germany GmbH (DE)

Gewicht: 0.16 kg

Höhe: 161 mm

Breite: 53 mm

Länge: 55 mm

€ 72,70

Zzgl. MwSt.

Nachfüllpackung 100 g Pulver N°8 pink veined

GC UNIFAST III ist ein selbsthärtender Acrylkunststoff für provisorische Inlays, Kronen, Brücken und Restaurationen. GC UNIFAST III - führt die SURF-Technologie (Surface Uniformity Revolutionary Fixation Technology), eine neue und revolutionäre Polymerverarbeitungstechnologie ein. Die Handhabung, die physikalischen Eigenschaften und die Ästhetik haben eine Klasse erreicht, die alle Erwartungen an Pulver-/Flüssigkeits-Kunststoffen weit übertreffen. GC UNIFAST III wird wie GC Pattern Resin in der Pinseltechnik verarbeitet. Kombination: Optiglaze.